

CLARK

Clark est un allié fiable et discret qui veillera sur vous, vos proches, vos voisins ou encore sur cet inconnu que vous croiserez demain.



FABRIQUÉ
EN FRANCE

LE SAVIEZ-VOUS ?

50 000 personnes meurent d'un arrêt cardiaque chaque année en France.

C'est 15x plus que les accidents de la route ou 500x plus que les incendies domestiques.

80% d'arrêts à domicile

Les arrêts cardiaques interviennent au domicile dans 80% des cas.

5% de taux de survie

Actuellement, le taux de survie est de seulement 5%. Ce qui est incroyablement bas.

4 MIN pour intervenir

C'est parce qu'il faut intervenir dans les 4 premières minutes pour avoir des chances de sauver une vie.

Chez Lifeaz, nous vous donnons le pouvoir d'agir avec des gestes simples et un défibrillateur.

Alors, rejoignez-nous et protégez les moments les qui comptent le plus.

CLARK EST UN DÉFIBRILLATEUR SIMPLE AVANT TOUT

AUTO

Totalement automatique

Clark décide seul de la thérapie à délivrer, vous n'avez aucun risque de vous tromper.



Guide vocal et visuel

Clark vous guide vocalement étape par étape, il suffit de suivre ses instructions.



Extrêmement fiable

Clark réalise des auto-test et grâce à la connectivité vous êtes alertés à la moindre anomalie

UN FONCTIONNEMENT EN 3 ÉTAPES CLAIRES

1

Placez les électrodes

Ouvrez le sachet d'électrodes et placez-les comme indiqué sur le schéma. Si besoin passez au mode enfant, les électrodes sont compatibles adultes/enfants.

2

Clark analyse seul le rythme cardiaque

Clark analyse automatiquement le rythme et délivre un choc seulement si c'est nécessaire. Aucun risque d'aggraver la situation si la personne est juste tombée dans les pommes.

3

Clark vous guide pour réaliser un massage cardiaque

Clark vous guide avec un bip sonore pour vous donner le rythme du massage cardiaque jusqu'à ce que la victime reprenne conscience.



ON / OFF


Un bouton ON/OFF

pour allumer Clark. Ensuite, il vous guide étape par étape.



Mode bilingue français/anglais activable.

Par défaut, le mode français est activé.



Bouton pour passer au mode enfant si la victime a entre 1 et 8 ans.

Par défaut le mode adulte est activé.

ET TRÈS FACILE À TRANSPORTER

Léger (1,3 kg) et discret, il peut vous accompagner partout, en voiture,
en vacances, en balade, en randonnée ...



ENTRETIEN ET MAINTENANCE SIMPLIFIÉS

En choisissant la location ou l'achat avec **"Pack Sérénité"**, tout est géré par Lifeaz et le renouvellement des consommables est compris.

OU

Vous pouvez aussi gérer Clark vous même grâce à ses alertes et acheter vos consommables au moment du renouvellement.



**Changement des électrodes
au bout de 2 ans et demi**



**Changement de la batterie
au bout de 5 ans**

3 POINTS QUI FONT LA DIFFÉRENCE



Un défibrillateur 100% Fabriqué en France. Conçu à Paris et produit en Normandie.



L'accès gratuit à l'application de sensibilisation Everyday Heroes pour apprendre à sauver des vies en quelques minutes.



Un accompagnement hors pairs par notre équipe attentionnée ❤️ Disponible facilement à tout moment.

Nos clients vous en parlent



Doit-on avoir un défibrillateur à la maison? Oui, car nul n'est à l'abri de l'arrêt cardiaque, et un défibrillateur augmente les chances de survie.

Docteur Cassan, Directeur du centre des 1ers secours de la Croix Rouge



Je paye Clark par mois comme je payerais un abonnement Netflix, et en échange j'ai un appareil qui permet de sauver des vies.

Philippe, Citoyen Sauveteur



J'ai acheté Clark pour mes parents en cadeau de Noël, ils ont la soixantaine, c'est l'occasion de ne prendre aucun risque pour eux, pour leurs voisins et leurs amis.

Mathieu, fils attentionné

Les médias l'ont passé en revue

ERGONOMIE	★★★★★
FONCTIONS	★★★★★
FINITIONS	★★★★★
PRIX	★★★★★

Le FIGARO · fr
Particulier

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DIMENSIONS

21 x 21 x 7 cm

POIDS

1,3 Kg

RÉSISTANCE À L'EAU ET À LA POUSSIÈRE

IEC 60529/EN 60529 IP54 avec les électrodes connectées et la batterie installée.

DURÉE DE VIE DES ÉLECTRODES

2 ans et demi

TYPE D'ÉLECTRODES

Universelle adultes/enfants

DURÉE DE VIE DE LA BATTERIE

4 - 5 ans

DURÉE DE VIE DU DÉFIBRILLATEUR

> 10 ans

STOCKAGE À LONG TERME

Toujours stocker le défibrillateur avec batterie et électrodes dans la plage de température recommandée, entre 5 et 35 °C.

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

Appareil à alimentation interne. IEC 60601-1/EN 60601-1. **Pas besoin de brancher l'appareil.**

CONNECTIVITÉ

2G

LIFEAZ

LE POUVOIR DE
SAUVER
DES **VIES**

WWW.HOME.LIFEAZ.CO